

バイオハザード対策システム機器

遺伝子工学における遺伝子組換え実験が普及し、これらの危険な病原微生物や、未知の遺伝子を取扱う分野で生じる危険性をバイオハザード(Bio-hazard)といいます。そして、研究・治療従事者に対して、このような危険な生物材料の拡散や実験室内の感染を抑制するため、取扱い方法や実験設備に基準が設けられています。このように生物材料の伝播を抑制し、安全性を確保することがバイオハザード対策です。

バイオセーフティーシステム


バイオセーフティーの定義

微生物または、微生物が産生する物質を取扱う際に発生する可能性がある、「ヒト」および自然界が受ける生物災害の抑制

- ①病原微生物の危険度に合致した設備が必要：P1、P2、P3、P4レベル
- ②対象市場：病原微生物の取扱い、医薬、農畜産
- ③各種法律、規制、指針
 - ・遺伝子組換え法(04年2月19日施行)
 - ・感染症法改正(07年6月1日施行)
- ④室内圧力：陰圧(負圧)
 - ・室外への流出防止・感染防止・環境破壊防止
- ⑤区分
 - ・取扱い微生物の影響度により区分BSL：レベル1、2、3、4
 - ・物理的防御：P1、2、3、4レベル
 - ・一次バリア：生物用安全キャビネット・二次バリア：室内隔離

バイオハザード対策施設 選定ガイド

名称	種類	主な仕様		Dimensions (mm)		
				W	D	H
バイオハザード 対策施設	レベル：P3	室圧	-50Pa～+50Pa	仕様はお打ち合わせによる		
		温度	+18℃～+26℃±1℃			
		湿度	40%～60%RH±10%RH			
		空調機・床設置型				



バイオハザード対策関連機器

バイオハザード対策用キャビネット(以下、安全キャビネット)は、病原体を取扱う(実験、検査など)場合に使用する機器です。そのため、病原体の種類から機器を選定する必要があります。

1. 感染症法による基準

病原体種類 対象病原体	第一種病原体 A		第二種病原体 B C		第三種病原体 D E		第四種病原体 F G	
	要	要	—	要	—	要	—	—
安全キャビネットの要否	要	要	—	要	—	要	—	—
安全キャビネットのクラス	クラスⅢ	クラスⅡ以上	—	クラスⅡ以上	—	クラスⅡ以上	—	—
安全キャビネットの排気設備	要	要	—	要	—	要	—	—

※病原体種類別の施設レベルおよび病原体の種類は、感染症法に定められています。

2. クラスⅡの分類と選定

感染症法では、使用する安全キャビネットのクラスは基準化されていますが、タイプ別では規定されていません。

タイプ名	A1		A2		B1		B2	
	気流方式		一部循環・一部排気		無		全排気	
品揃え有無	無		有		無		有	
用途	—		生物材料および不揮発性有害物質 (少量の揮発性物質、ガスの取扱い含む)		—		生物材料および相当量の揮発性有害物質の取扱い	

バイオハザード対策機器 機種選定ガイド

名称	種類	主な仕様	Model	Dimensions (mm)			掲載 ページ
				W	D	H	
バイオハザード 対策用キャビネット (安全キャビネット)	クラスⅡ (ⅡA2タイプ)	循環型	SCV-1008ECⅡA2	1200	780	2040 (搬入時：1970)	P.528
			SCV-1308ECⅡA2	1500			
			SCV-1608ECⅡA2	1800			
			SCV-1908ECⅡA2	2150			
	クラスⅡ (ⅡB2タイプ)	非循環型	SCV-803ECⅡC-AG	1000	780	2300	P.530
			SCV-1303ECⅡC-AG	1500			
			SCV-1903ECⅡC-AG	2150			
	クラスⅢ	グローブボックスつき	GB型キャビネット	仕様はお打ち合わせによる			P.532

バイオハザード対策用キャビネット

- クラスⅡ A2型(室内排気/室外排気)
【作業開口 200/250mm 選択可能】
SCV-ECⅡA2 タイプ



- クラスⅡ B2型(室外排気・全排気型)
SCV-ECⅡC-AG タイプ



- クラスⅢ型(グローブボックス型)
GB型キャビネットタイプ



感染動物実験用

バイオハザード対策用キャビネット

- クラスⅡ型(飼育・実験用)
SCV-ECⅡB-D1 タイプ



バイオハザード対策機器

- エアロックルーム
BHR-A タイプ




- バスボックス
BHP3 タイプ



バイオハザード対策用キャビネットとバイオクリーンベンチの違い

外観が似ているバイオハザード対策用キャビネットとクリーンベンチですが、その目的・用途は異なります。



●バイオハザード対策用キャビネットの分類

バイオハザード対策用キャビネット(以下キャビネット)は、作業台内の実験操作中に発生するエアロゾルが外部へ拡散しないようにしたものです。キャビネットは構造により大きく分けてクラスⅠ、Ⅱ、Ⅲの3つに分類され、それぞれ下表に示す特長があります。バイオハザード対策の設備レベルと扱う生物材料に応じてお選びください。

●クラス分類

クラス	クラスⅠ	クラスⅡ	クラスⅢ
構造			
設備	P2, P3レベル		P4レベル
特長比較	●実験者への感染抑制の性能が良い。 ●キャビネット内には外部雑菌が混入するので、菌の抑制操作を必要としない実験に適する。	●実験者への感染抑制とキャビネット内の清浄度の性能を合わせ持つ。 ●気流方式により、タイプA2、Cの2種類の分類がある。	●一種病原体の生物材料を取扱うことができ、信頼性は最も高い。 ●密閉形のため操作性はかなり制限される。
主要試験項目	風速・風量試験 HEPAフィルター透過率試験	(NSFおよびJIS規格) 気流バランス試験、気密度試験 風速・風量試験、HEPAフィルター透過率試験	気密度試験 HEPAフィルター透過率試験

●クラスⅡタイプの分類

クラスⅡは、構造や気流方式によって4種類に分類されます。
(JIS K3800：2009の分類)

タイプ	型式分類	—	A2	—	C
	JISの分類	A1	A2	B1	B2
構造	<div><div><p>室内または 屋外排気</p><p>シャッター</p></div><div><p>建屋排気ダクト</p><p>屋外排気</p></div><div><p>建屋排気ダクト</p><p>屋外排気</p></div></div>				
実験室のレベル	P2～P3				
用途	生物材料および不揮発性有害物質 (少量揮発性物質、ガスの取扱い含む)			生物材料および相当量の揮発性有害物質の取扱い	
気流方式	一部循環一部排気			全排気	
循環気率	約70%			約50%	0%
排気	室内排気、少量の揮発性物質・ガスの使用時には、 開放式接続ダクトによる屋外排気			密閉式ダクトによる屋外排気	
汚染プレナム	負圧、または負圧プレナムで囲む	負圧、または負圧プレナムで囲まれる			汚染プレナムはすべて負圧
気流バランス試験	枯草菌芽胞を噴霧し検査				
本体気密度	正圧維持法によって30分後の内圧低下が10%以内。他石けん法、ヘリウムガス法、六フッ化硫黄ガス法				
HEPA効率	0.3μm粒子で99.99%以上				
流入風速	0.4m/s以上かつ、気流バランス試験合格風速			0.5m/s以上かつ、気流バランス試験合格風速	
吹き出し風速	メーカー選定風速値による				

バイオハザード対策用キャビネット クラスⅡ A2タイプ

SCV



SCV-1308ECIIA2

■特長

- 1. 作業開口高さを選択可能(200mm, 250mmを選択)
- 2. 風速, 殺菌灯点灯残り時間, 殺菌灯点灯積算時間をデジタル表示
- 3. 殺菌灯の点灯時間を選択可能(15, 30, 60, 90, 120, 240分, 連続, から選択)
- 4. 試験設備により, JIS/NSF試験方法に基づく気流バランス試験を実施

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)
	W	D	H	
SCV-1008ECIIA2	1200	780	2040 (搬入時:1970)	240
SCV-1308ECIIA2	1500			260
SCV-1608ECIIA2	1800			340
SCV-1908ECIIA2	2150			380

オプション

主なオプション品	用途
電子式着火ガスバーナー	LPG用, 13A用(12A用), 他都市ガスの3種類各々に応じたガスバーナーです。(標準装備のフットスイッチにより点火, 消火の操作ができます)
真空配管の追加	真空ポンプを接続する場合 キャビネット内に実装する配管です。
吊りパイプ	薬びん, 試料, 器具などを吊り下げて 使用すると作業室内を広く使えます。

ガスバーナー T-50E-LPG/1213A/TA
(LPG用/12A, 13A用/他都市ガス用)

ラインナップ



SCV-1008ECIIA2

SCV-1308ECIIA2

SCV-1608ECIIA2

SCV-1908ECIIA2

デジタル表示操作スイッチ部

- ・風速表示
流入風速と作業台内風速を表示し
ます。

0.55 例: 流入風速0.55m/s

- ・殺菌灯点灯残り時間
殺菌灯消灯までの時間を表示します。
(1分ごとにカウントダウン表示)

090 例: 残り90分

- ・フィルター目詰り警告表示
フィルターが目詰りした場合
予備運転中に表示灯「POWER UP」を点滅表示します。

主なオプション品	用途
真空ポンプ	アスピレーターやフィルターろ過, 調剤分野の真空吸引などに使用できます。
循環HEPA フィルター用 差圧計	循環用フィルターの目詰まりを確認できます。
排気バルブ	排気ダクト内の開閉ができます。
コンセントの追加	作業室内で使用する器具用コンセントです。 (1個は標準装備しています)

※上記オプション以外の対応については, お問い合わせください。




デジタル表示操作スイッチ部

- ・殺菌灯点灯積算時間
10時間単位で表示します。


400 例: 積算点灯時間4000時間

仕様		Model		SCV-1008ECIIA2	SCV-1308ECIIA2	SCV-1608ECIIA2	SCV-1908ECIIA2	
材質および構造	本体ケース材質	銅板製, 塗装 (SUS 部を除く)						
	作業台材質	ステンレス製 (SUS304), JIS 仕上げ No.4 相当板, コーナー部分は R 仕上げ						
	照明灯 (昼光色)	30W (グロー式) 2 本		40W (インバーター式) 2 本				
	殺菌灯	15W (グロー式) 1 本		15W (グロー式) 2 本				
	前面シャッター (無色透明強化ガラス) (mm)	5mm厚				6mm厚		
	作業用コンセント	防滴型コンセント (2P, 接地極つき×2 口) 1個 (合計許容電流5Aまで)						
	ガス配管	電子着火式ガスバーナー 1 本対応 (ガス使用スイッチ, フットスイッチ, 送風機とインターロックつき)						
	電子着火式ガスバーナー	別売 (ガス種類はご指定による。但しガス種 4A.4B.4C はご使用できませんのでご了承ください)						
	真空配管	1 本 (但し, バルブは不つき, ゴムキャップつき)						
	前面シャッター開口寸法	200/250mm 併用【室内排気, 室外排気 (開放型ダクト / 密閉型ダクト接続) とも対応可能】						
性能	搬入時製品高さ (mm)	1970						
	塗装色	ネオホワイト半つや (マンセルNo.5Y/8.5/1相当)						
	集塵要素	HEPA フィルター						
	集塵効率	0.3 μm 粒子にて 99.99%以上, スキャンテスト合格品						
	排気風量 (シャッター開口250mm)	7.5~9.2		9.8~11.7		12.0~14.4		
	排気風量 (シャッター開口200mm)	7.2~8.5		9.4~10.9		11.5~13.4		
	風速 (m/S)	作業台内	平均0.30~0.40				平均0.33~0.43	
		流入	平均 0.5 ~ 0.61		平均 0.5 ~ 0.6			
	開口部	シャッター開口250mm	平均 0.6 ~ 0.71		平均 0.6 ~ 0.7			
		シャッター開口200mm						
	気流 バランス 試験	方法	JIS K3800 のネブライザにより枯草菌芽胞を噴霧しサンプリングする					
		作業者の安全試験	AGI サンプラ合成浮遊液からのコロニー数				10 個以下	
		試料保護試験	スリットサンプラからのコロニー数				5 個以下	
		試料保護試験	作業台上に敷き詰めたペトリ皿のコロニー数				5 個以下	
		試料間の相互汚染防止試験	ネブライザから 360mm 以上離れたペトリ皿のコロニー数				2 個以下	
	本体気密度	本体内部を500Paに加圧したときの, 30分後の圧力低下が10%以下 (正圧維持法)						
紫外線強度 (μW/cm ²)	作業台全域 40 以上							
照度 (lx)	平均800以上		平均950以上		平均900以上		平均800以上	
騒音値 (シャッター開口250/200mm時) (dB(A))	65/63 以下				67/65 以下			
作業台最大積載荷重 (kg)	50							
機外静圧 (Pa)	0							
電源	交流単相100V 50Hzまたは60Hz (15A×1本)							
消費電力 (シャッター開口250/200mm時) (W)	265/240		300/270		450/400		520/480	
消費電力 (増速運転時) (W)	310		330		510		590	
設置上の注意事項	ダクト接続する場合 (屋外排気をする場合は 開放型ダクト接続を推奨します)					(1) (ダクト圧損+設置室内の負圧分) = ΔP(Pa) を保証する排気ファンを設けてください。 (2) 開放型ダクト接続方式のダクトの排気量は, クラスⅡキャビネットの排気量の150%が必要です。密閉型ダクト接続より, 開放型ダクト接続の方が, クラスⅡキャビネットの排気量を一定に保つことができます。 (3) 開放型ダクトからの排気量に相当する空気が実験室に供給されていることを確認してください。もし, 供給されていなくても, クラスⅡキャビネットの所定の風量が確保できなかったり, クラスⅡキャビネットからの排気が, 室内に漏れる可能性があります。 (4) クラスⅡキャビネットの保護およびメンテナンス時のために, 密閉型ダクト接続する場合は, クラスⅡキャビネットの排気フランジと建屋ダクトの間に, 取り外し可能なフレキシブル継手を設けてください。		
	ダクト接続しない場合	(1) クラスⅡキャビネットをホルムアルデヒドガスで滅菌作業をする場合に備え, 滅菌作業後のガスを排出するための排気口を本体から5m 以内の位置に設けてください。 (2) クラスⅡキャビネットの本体排気口から天井面まで, 300mm 以上の保守スペースを設けてください。						

気流図 (イメージ図)



●寸法図(単位: mm)



Clean Facilities Related Equipment

バイオハザード対策用キャビネット クラスⅡ B2タイプ

SCV-C


給気系と排気系を独立させ、循環させない全排気(オールフレッシュ)方式です。
気流の循環をしないバイオハザード実験などに適します。



SCV-1303ECⅡC-AG

Model	Dimensions (mm)			Weight (approx.kg)
	W	D	H	
SCV-803ECⅡC-AG	1000	800	2300	320
SCV-1303ECⅡC-AG	1500			370
SCV-1903ECⅡC-AG	2150			550

■設置上の注意事項
必ず下図に示すように屋外排気としてください。




- (1) (ダクト圧損+接地室内の負圧分)=△P Paを保証する排気ファンを設けてください。
- (2) キャビネットの保護およびメンテナンス時のために、キャビネットの排気フランジと建屋ダクトの間に、取り外し可能なフレキシブル継手を設けてください。
- (3) 遺伝子組換え生物などの使用実験の場合は、関連法規を参照の上遵守してください。
- (4) 本体の運転停止時に、排気フードの設置場所によっては、外風の影響などにより外気が逆流する可能性があるため、チャッキダンパーやモーターダンパーなどの逆流防止措置を講じてください。

■使用上の注意事項
仕様表の細菌試験性能はスライドシャッターの作業開口高さが200mmの場合を示します。この高さを確保するための位置決め金具が本体に取り付けてありますので、実験作業時はこれを利用し、必ず作業開口高さを200mmとしてご使用ください。

仕様		Model	SCV-803ECⅡC-AG	SCV-1303ECⅡC-AG	SCV-1903ECⅡC-AG
構造および材質	HEPA フィルター	給気用 (mm)	500×760×150mm 厚 1枚	500×610×150mm 厚 2枚	500×610×150mm 厚 3枚
		排気用 (mm)	610×760×150mm 厚 1枚	610×610×150mm 厚 2枚	610×610×150mm 厚 3枚
	本体ケース材質		銅板製(樹脂焼付け塗装仕上げ) (SUS 部を除く)		
	作業台材質		ステンレス製(SUS304) JISの仕上げ No.4相当板 コーナー部はR仕上げ		
	照明灯		30W 蛍光灯 2本(昼光色)	40W 蛍光灯 2本(昼光色)	
	殺菌灯		15W 殺菌灯 1本	15W 殺菌灯 2本	
	前面扉		無色透明強化ガラス 5mm厚, SUS 仕上げ(下部を除く)		
	吹き出しパンチング板		ステンレス製(SUS304) JIS の仕上げ No.4 相当板		
	作業用コンセント		防滴型コンセント(2P, 接地極つき×2口)1個(合計許容電流10Aまで)		
	最大分割寸法(W×D×H) (mm)		1000×780×1700	1500×780×1700	2150×780×1700
塗装色		ネオホワイト半つや(マンセルNo.5Y8.5/1相当)			
電子着火式ガスバーナー		1本 ガスの種類はご指定による。但し, ガス種 4A, 4B, 4C はご使用できませんのでご了承ください。			
真空配管		1本(但しバルブは不つき, ゴムキャップつき)			
性能	集塵要素		HEPAフィルター		
	集塵効率		0.3μm 粒子にて 99.99%以上, スキャンテスト合格品		
	風量	排気 (m³/min)	14.0~22.0	22.8~35.7	36.0~42.0
	風速 (m/s)	作業台内	平均0.30~0.52		
		流入開口部	平均 0.55~0.70 (規格は 0.5 以上)		
	細菌試験	方法	ネプライザにより枯草菌芽胞を噴霧し, サンプルングする		
		内容	Personnel Protection Test	AGI サンプラ合成浮遊液からのコロニー数 10 個以下 スリットサンプラからのコロニー数 5 個以下	
			Product Protection Test	作業台上に敷き詰めたペトリ皿のコロニー数 5 個以下	
			Cross Contamination	ネプライザから 355.6mm 以上離れたペトリ皿のコロニー数 0 個	
	本体気密度		本体内部にハロゲンガスを充填し500Paに加圧したときの本体各部からの漏れ量 8.9×10^{-5} cm³/s以下		
	紫外線強度 (μW/cm²)		作業台全域40以上		
	照度 (lx)		平均 950 以上		平均 800 以上
	騒音値* (dB (A))		67 以下		69 以下
	作業台最大積載荷重 (kg)		50		
機外静圧 (Pa)		0			
電源		交流単相 100V 50Hz または 60Hz (15A×2 本)			
消費電力 (W) (コンセント 容量含まず)	50Hzの場合	310	460	680	
	60Hzの場合	420	630	860	

*騒音値は作業台前方305mmかつ作業台面からの高さ381mmの点です。

気流図 (イメージ図)



- ・給気および流入は設置室内の空気を吸い込みます。
- ・給気ダクトを接続する場合は、お問い合わせください。

寸法図 (単位: mm)

Model	L1	L2
SCV-803ECⅡC-AG	800	1000
SCV-1303ECⅡC-AG	1300	1500
SCV-1903ECⅡC-AG	1950	2150

- 1 搬入後は、アジャスターによりキャスターを浮かして固定してください。(L=155)
- 2 プレーカー周辺の周辺に、保守スペースを設けてください。(図 1)
- 3 分割搬入をする場合は本体の側力バーを取り外し、本体と脚の連結部品を取り外して搬入してください。(横倒しにしないでください)
- 4 殺菌灯は照明灯スイッチがOFFの場合のみ点灯できます。
- 5 ドレン受けは、シンク(流し)の構造ではありませんので残った水はふき取ってください。
- 6 プレーカー側の脚力バーを外すと端子台が現れます。工場出荷時、端子番号 T3~T4 間に渡線を設けていますので、建屋側の排気ファン用インターロックを調する場合は、排気ファン制御用のa接点を結線し、T3~T4間の渡線を取り外してください。

図 1 設置時の保守スペース略図

Clean Facilities Related Equipment

バイオハザード対策用キャビネット

GB型キャビネット

クラスⅢバイオハザード対策用キャビネットは、一種病原体の生物材料を取扱うことができる気密型のキャビネットです。グローブを介して作業を行うことから、グローブボックスとも呼ばれています。



GB

■特長

1. 排気HEPAフィルターは2重
2. ハロゲンガス加圧法によるリークテスト
圧力735Paにおいて、リーク量10⁻⁶ml/s以下の気密性能を確保
3. 内部圧力表示用の差圧計を標準装備

ご注文の際は詳細仕様打ち合わせを行います。目的に応じ、種々のものを製作しており、一例として次のものがあります。

- 遠心分離器組み込み型キャビネット
- クリオスタット組み込み型キャビネット
- 冷凍・冷蔵庫組み込み型キャビネット
- 孵卵器組み込み型キャビネット

Clean Facilities Related Equipment

感染動物実験用納入例

感染動物実験において、生物学的災害(バイオハザード)の発生抑制は必須事項です。本実験用チャンバーは、飼育チャンバーとパスボックスで連結し感染動物と実験者の隔離、動物相互間の感染、実験室周辺や外界の汚染抑制を可能にし、感染動物実験を行えます。


実験チャンバー(SCV-1303ECⅡB-D1)

作業空間壁に取りつけたパスボックスを介して、飼育チャンバーと連結したバイオハザード対策用チャンバーです。

飼育チャンバー

実験者が一切動物に直接触れることなく飼育管理を行い、剖検・ケージ交換などは、本チャンバーから実験チャンバー内に送り出して行います。

●概略図



仕様			Model	SCV-1303ECⅡB-D1		
性能	集塵要素		HEPA フィルター			
	集塵効率		0.3μm粒子にて99.99%以上、スキャンテスト合格品			
	風量	循環 (m³/min)	15.0～21.0 以上 (初期設定18.0)			
	風速 (m/s)	作業台内	平均 0.25～0.35 (初期設定 0.30)			
		流入開口部	平均 0.55～0.75 (初期設定 0.65)			
	細菌試験	方法		ネブライザにより枯草菌芽胞を噴霧し、サンプリングする		
		内容	Personnel Protection Test		AGI サンブラ合成浮遊液からのコロニー数 10 個以下 スリットサンブラからのコロニー数 5 個以下	
			Product Protection Test		作業台に敷き詰めたペトリ皿のコロニー数 5 個以下	
			Cross Contamination Test		ネブライザから355.6mm以上離れたペトリ皿のコロニー数 0 個	
	本体気密度		本体内部にハロゲンガスを充填し500Paに加圧したときの本体各部からの漏れ量 8.9×10 ⁻⁵ cm³/s 以下			
	紫外線強度 (μW/cm²)		作業台全域40以上			
照度 (lx)		平均950以上				
騒音値 (dB (A))		作業台前方305mmかつ作業台面からの高さ381mmの点における騒音値65以下 (規格は67以下)				
作業台最大積載質量 (kg)		50				
機外静圧 (Pa)		0				
電源		AC単相 100V 50Hz (15A×2 回路)				
消費電力 (W) (50Hz の場合)		450 (コンセント容量含まず)				

NSF規格に準拠

Clean Facilities Related Equipment

クラスⅡ安全キャビネット

1300シリーズA2

省資源、省エネルギーを追求した効率的な設計です。

- DCモーター
ACモーターを使用する安全キャビネットに比べ、75%のエネルギー消費量です。100000時間以上の使用に耐えることができます。
- エナジーセーブモード
ウインドウを閉じるとエアフローが30%のセーブモードに入ります。
- 消費電力節減
CO₂排出量64.7%オフ(従来製品比較)
- 長いフィルター寿命
- 長いUVランプ寿命




仕様

本体
前面

スチール製 エポキシ粉体塗装仕上げ
強化ガラス

仕様		Model	1320	1355	1368	1357
ワークスペース内寸法 (mm)	W		900	1200	1500	1800
	D×H		630×780			
外寸法(mm)	W		1000	1300	1600	1900
	D×H		800×1568(キャビネット本体)/2200(スタンド含む)			
ウインドウ部開口 (mm)	通常		254			
	最大		535			
ワークスペース耐荷重(kg)			50			
排気風量(m³/h)			439	585	732	878
排気風量(m³/h),ダクトチャンバー装着時			571	761	951	1141
排気・循環フィルター ノイズ(dB)			H14 HEPA EN 1822, 99.995% @0.3μm 			


※パッケージにはキャビネット本体、スタンド、UVランプ(殺菌灯)およびアームレストがセットされています。



ユニークなエアフロー

1300シリーズA2はキャビネット内のエアを、HEPAフィルターを通して再循環することにより、ほぼ無塵の環境を作ります。ほとんどの微生物学や細胞培養のアプリケーションに適した環境です。

1300シリーズA2は、有害な揮発性の化学薬品を安全に取扱うために、オプションのダクトチャンバーを使用して屋外に排気することができます。



エナジーセーブモード

ウインドウを閉じてもワークエリアをクリーンに保ちながら、エネルギー消費を削減します。

フロントウインドウを閉じると、自動的にブロースピードが30%に下がります。排気ファンの運転は停止し、循環ファンのみを低速運転します。HEPAフィルターの寿命を延ばし、キャビネットを使用していない間も作業エリアを無菌的に維持します。

この低速フローのモードでは消費電力70W以下(1200mmモデルの場合)で、他の同等製品に比べ、75%以上のエネルギー効率です。



Clean Facilities Related Equipment

クラスⅡ安全キャビネット

HERAsafe KSP

安全キャビネットを選択するときに最も重要なファクターは、いかに粒子を閉じ込めることができるかということです。HERAsafe KSP/KSに使用されているさまざまなユニークなテクノロジーがそれを確実にします。



KSP

仕様	
本体	スチール製 エポキシ粉体塗装仕上げ

Model	Dimensions (mm)						ワークスペース 耐荷重 (kg)	排出 / 循環風量 (M³/h/CFM)	排熱量 (オペレーション時) (W/BTU/hr)	フィルター	ノイズ (dB)	Weight (approx. kg)	電源
	ワークスペース (有効内寸法)			サイズ (外寸法)									
	W	D	H	W	D	H							
KSP9	900	465	780	1000	870	2265	1 枚タイプ 50 分割タイプ 25	288/170	200/682	H14 HEPA EN1822, 99.995% at MPPS	56	200	100V 50/60Hz 15A
KSP12	1200			1300				386/227	240/819			240	
KSP15	1500			1600				483/284	305/1041			280	
KSP18	1800			1900				580/341	420/1433			330	

DCモーター
世界で初めてDCモーターを安全キャビネットに使用しました。
従来のACモーター使用に比べて非常に環境にやさしい安全キャビネットです。


最小の排出熱量
DCモーターはACモーターよりも少ない電力で稼働し、その発熱量も減少します。
発熱量が少なければ外部への排出熱量も少なくなり、エアーコンディショナーなどのコストも減少します。

スマートフロー
スマートフローテクノロジーは空気の流れをモニターし、なんらかの影響で生じた一時的なエアーフローの乱れも自動で調整します。

コストセービングに最適
「Night-set-Back」モードにするとドアが閉められたときにブローモーターのスピードも遅くなります。そのため、ブローを終夜稼働させても大幅に電力消費をおさえることができます。HERAsafe KSPは安全で便利だけでなく、ラボでのコストを減少させ、CO2の排出も削減します。

世界の安全基準をクリア
HERAsafe KSPは世界で最も厳しい規格をクリアしていますので安心してお使いいただけます。
●EN 12469 ●DIN 12980(KSP) ●NSF/ANSI 49(KS)

H14 HEPAフィルター
99.995%の効率で最大透過粒子径のパーティクルをキャプチャーします。
(最大透過粒子径: Most Penetrating Particle Size)
排気用、そして循環用の2つのHEPAフィルターで外部環境および内部サンプルへの汚染を防ぎます。



HEPAプレフィルター
KSPのワークサーフェス下部に配置されたHEPAフィルターは、装置が稼働中でも交換することができます。


HERAsafe KS



KS

仕様	
本体	スチール製 エポキシ粉体塗装仕上げ

Model	Dimensions (mm)						ワークスペース 耐荷重 (kg)	排出 / 循環風量 (M³/h/CFM)	排熱量 (オペレーション時) (W/BTU/hr)	フィルター	ノイズ (dB)	Weight (approx. kg)	電源
	ワークスペース (有効内寸法)			サイズ (外寸法)									
	W	D	H	W	D	H							
KS9	900	465	780	1000	800	2265	1 枚タイプ 50 分割タイプ 25	366/255	170/580	H14 HEPA EN1822, 99.995% at MPPS	65	170	100V 50/60Hz 15A
KS12	1200			1300				490/341	210/717			200	
KS15	1500			1600				613/427	275/938			230	
KS18	1800			1900				737/513	350/1194			280	



圧力センサー
圧力センサーが絶えず空気の流れを監視しており、独立したアラームシステムがエアーフローの乱れを即時に警告します。


電動フロントドア
フロントドアは電動で開閉できますので、キャビネットから両手をだすことなくドアを最適な位置に調整することができます。



エアゾルタイトシーリング
装置がスタンバイの状態でも密封状態を維持できますので、外部へのサンプルの漏れはありません。

追加プレフィルターでさらに安全
KSPにはさらにH14 HEPAフィルターが1セット、ワークエリアの下部に配置されており、内部ダクトやファンを汚染から守ります。そのため、KSPは抗がん剤の調製など薬局での使用に最適です。

アームレスト
オペレーターの腕を支えて操作を快適にし、手根管症候群を防止するとともに、エアーフローの遮断を防ぎます。



Clean Facilities Related Equipment

バイオハザード対策用パスボックス

BHP3 基本型

汚染域と非汚染域（一般室または廊下）との物品の受け渡しに使用するものです。

- ドアはインターロックつきです。
- 殺菌灯つきで、ドア閉鎖中にのみ点灯します。

仕様		
本体	ステンレス製(SUS304) (JIS仕上げNo.4相当板)	
ドア	ステンレス製(SUS304) (JIS仕上げNo.4相当板)	
透視窓	線入りガラス窓(無色透明) 6.8mm厚	
ハンドル	ステンレス製(SUS304)	
殺菌灯	15W(保護用UVガードつき)	
電源コード	プラグつきビニールコード(3m)	
移動フランチ	ステンレス製(SUS304) (ヘアライン仕上げ) 付属品	
ドアインターロック	片側のドアが開いているとき、もう一方のドアは開かないようにする機構であり、ドア開放時の汚染の拡散を抑制します。	
搬入時の形状	完成品	

Model		Dimensions (mm)					Weight (approx. kg)
		通過口			本体ケース		
		W	H	D	W	H	
BHP3-5050	A	500	500	400	660	580	65
	B			800			95
BHP3-5075	A	500	750	400	660	830	85
	B			800			120
BHP3-7550	A	750	500	400	910	580	85
	B			800			120
BHP3-7575	A	750	750	400	910	830	105
	B			800			150



BHP3-5050A

BHP3-7575B4U 紫外線四面照射型

室内の上下左右4面に殺菌灯を配置したパスボックスです。

- ドアはインターロックつきです。
- 殺菌灯つきで、ドア閉鎖中にのみ点灯します。

仕様		
本体	ステンレス製(SUS304) (JIS仕上げNo.4相当板)	
ドア	ステンレス製(SUS304) (JIS仕上げNo.4相当板)	
透視窓	線入りガラス窓(無色透明) 6.8mm厚	
ハンドル	ステンレス製(SUS304)	
殺菌灯	15W×6灯	
電源コード	プラグつきビニールコード(3m)	
移動フランチ	ステンレス製(SUS304) (ヘアライン仕上げ) 付属品	
ドアインターロック	片側のドアが開いているとき、もう一方のドアは開かないようにする機構であり、ドア開放時の汚染の拡散を抑制します。	
搬入時の形状	完成品	



BHP3-7575B4U

Clean Facilities Related Equipment

バイオハザード対策設備用機器 バイオハザード対策用エアロックルーム

BHR-800A

汚染域と非汚染域（一般室または廊下）の中間に設置し、負圧化することにより汚染の拡散を抑制するものです。

- 出入口のドアは気密構造です。
- ドアはインターロックつきです。
- 室内圧力は差圧計で確認できます。
- 給排気用HEPAフィルターは室内から交換することができます。




BHR-800A

仕様		
本体	鋼板製(素材ボンデ処理鋼板1.2～1.6mm厚使用)	
ドア	鋼板製 線入りガラス窓(6.8mm厚)つき 特殊ハンドルつき	
床	ステンレス製(SUS304) ヘアライン板張り	
塗装色	ネオホワイト半つや(マンセルNo.5Y8.5/1相当)	
集塵要素	プレフィルター：ナイロン不織布 メインフィルター：HEPAフィルター (H-110A)	
集塵効率	0.3μm粒子にて99.99%以上(スキャンテスト合格品)	
定格風量	1m³/min(換気回数：約20回/h)	
電源	交流単相100V 50Hzまたは60Hz	
照明灯	20W(昼光色)	
殺菌灯	15W	
表示	入室禁止ランプ(赤色)、入室可能ランプ(緑色) ドア開表示ランプ(赤色)つき	
内部圧力	汚染域と非汚染域の中間値に設定願います。 (内部圧力は微差圧計により表示されます)	
ドアインターロック	一方のドアが開放中、他方のドアは電磁ロックにより開放不可	
搬入形状	2分割品(分解搬入可能品、ただし現地シール作業要)	

※通過間口900, 1000, 1100mmのものも製作可能です。またHEPA フィルターがつかないものも製作可能です。

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)
	W	D	H	
BHR-800A	1500	1200	2700	650




Clean Facilities Related Equipment

バイオハザード対策施設納入事例

●施設例① 某衛生研究所殿


腎症候性出血熱，つつが虫病，B型肝炎，AIDSなどの疾病を早期に診断し，適切な処置を行えるよう，早期診断法の技術開発を行い，検査実績の集積によって疫学調査のデータを集積するための，P3レベルに対応できる性能を持った実験室です。



設備の概要

項目		部屋の名称	安全実験室，前室 (エアールック室)つき	準備室	洗浄室
性能	実験室のレベル		P3	P2	P1
	室内負圧度		－60Pa，(前室，－20Pa)	正圧	
	気流方式		オールフレッシュ方式	循環式	
	給気処理		HEPAフィルター前処理，機械給気	中性能フィルター前処理，機械給気	中性能フィルター処理，自然給気
	排気処理		HEPAフィルター後処理 2 段＋活性炭フィルター	HEPAフィルター処理＋活性炭フィルター	換気扇強制排気
	集塵効果		0.3μm粒子 99.97%以上		－
	換気回数		21 回/h (前室，15 回/h)	9 回/h	10 回/h
構造	空調和		温度：夏季 25 ± 3℃，冬季 20 ± 3℃ 湿度：50 ～ 60%	パッケージ型 エアコン 2 台	同左 1 台
	面積(室内高 2.5m)		18.2m ² ，別に前室 3.3m ²	39.6m ²	22.3m ²
	方式		塩化ビニル銅板パネル組み立て方式		
	壁・天井板		塩化ビニル銅板パネル(44mm厚)		
造	床		長尺塩化ビニルシート		
	窓		ガラス密閉窓	ガラス密閉窓(一部開閉可能)	
	殺菌灯		あり		なし
機能	病原体などの使用		バイオハザード対策用キャビネット内	主としてバイオハザード対策用キャビネット内	使用せず
	使用する病原体などの名称		腎症候性出血熱ウイルス，つつが虫病リケッチア	B 型肝炎ウイルス，ヘルペスウイルス，インフルエンザウイルス，レジオネラ菌など	－

●平面図(単位：mm)



(イメージ図)

●施設例② 某製薬会社殿(組換えDNA研究施設)


抗がん性ウイルス効果が高いと評価されるインターフェロンを，組換えDNA技術を応用し，大量生産を図るため建設された研究施設です。

設備の概要

工事項目	内容			
建築工事	既設間仕切り撤去 および 新設間仕切り内装仕上げ	床面積 330m ²	壁・天井	珪酸カルシウム板＋ 特殊コーティング処理
	床		コンクリート＋ 化学樹脂系塗装	
	建具工事	アルミ製エアータイトドア		
	エアールック装置	電気式によるエアールックシステム		
空調設備	空調方式	チラーユニット＋エアハンドリングユニット によるオールフレッシュ方式		
	室内圧力	陰圧確保(－20Pa～－80Pa)		
	清浄度	クラス 10,000 (米国連邦規格 209E による)		
	消毒滅菌対策	給排気ダクトにはすべて電動 バタフライ弁取り付け		


工事項目	内容	
給排水設備	給水系統	一般給水と分離，単独給水タンクを設置
	排水系統	単独排水とし，滅菌タンクへ導入
排水処理	滅菌方法	NaClO による塩素滅菌
	方法	パッチタンク 2 槽切り替え式(5m ³ × 2 基)
電気設備	－	非常電源，動力，照明， 弱電などすべての工事
実験器具	高圧蒸気滅菌法	両面オートクレーブ
	バイオハザード対策用 キャビネット	クラスⅡ SCV-1303ECⅡA×3台
	バスボックス	BHP 型 × 2 台(バイオハザード対策型)
消火設備	ハロンガス消火設備	自動火災報知設備

●平面図(単位：mm)



(イメージ図)

●空調フロー図



(イメージ図)


●施設例③ 某農業試験場殿

病害予防による果樹など園芸作物の生産安定化を図る研究のため，果樹ウイルスなどの病原体を扱う実験施設です。

設備・機器の概要

果樹ウイルスなどの病原体を扱う実験施設で，実験者や近隣の安全性を図るため	
P3/バイオハザード対策室	45m ²
果樹ウイルス培養室・研究用培養室 培養室 (クラス 10,000)	80m ²
バイオハザード対策用キャビネット × 2	SCV-1305EC2A8
自動扉エア－シャワー × 1	PCJ-1000GALⅡ
空冷ヒ－ポンチラー (40HP) × 1	RHUJ1180A
温調ユニット × 1	C-30N × 7
照明つき培養棚 × 37	BD-15 (S) × 37
クリーンベンチ × 4	PCH-1303BN
	PCV-1303CSG3
	PCV-1303BG3
	PCV-750AP
パッケージ型エアコン × 4	RCI-J80H3

●平面図(単位：mm)



(イメージ図)

*商品によっては，送料や据え付け費用が必要となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。


<http://www.shimadzu-rika.co.jp/>

SHIMADZU

Clean Facilities Related Equipment

バイオハザード対策施設納入事例

●平面図（単位：mm）



(イメージ図)



前室①



実験室内②



機械室③



バイオハザード対策用キャビネット④

Clean Facilities Related Equipment

バイオハザード対策用キャビネット定期検査，点検および故障診断

1.定期検査

バイオハザード対策用キャビネットは、一定の性能を維持しているか確認するために毎年1回以上定期検査を実施してください。

検査時は、製品の取扱説明書の裏表紙に記載されている支店・営業所を通じてご用命ください。

その際は、次の事項をご連絡ください。

① 型式・製造番号(脚部左下に貼っている、銘板でご確認ください)

② 台数

③ 検査予定日

④ ご住所

(定期検査費用は、製品価格には含まれておりませんので、別途お見積りとなります)


*感染症法改正により、バイオハザード対策用キャビネットは、一,二,三種病原体を取扱う場合は1回/年以上の点検、四種病原体を取扱う場合は定期的な点検が義務づけられています。

「厚生労働省 施行規則第31条(施設の構造及び設備の技術上の基準)：2007年6月1日施行」

検査項目

●日本空気清浄協会(JACA) 指針：バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット現場検査マニュアルでは、バイオハザード対策用キャビネットは設置後および定期的に検査するよう指針が出ています。

No.	検査項目	時期
1	風速・風量試験	No.1～2：設置直後
2	HEPAフィルター透過率試験	No.1～2：年1回以上
3	密閉度試験	No.3：設置後推奨および数年に一度程度



2.点検

バイオハザード対策用キャビネットの性能維持には、日常点検および定期点検が重要となります。

異常が発見された場合には、最寄りの支店・営業所にご用命ください。

2-1 日常点検


毎日、実験開始前に、次の項目について点検を行ってください。

No.	点検項目	内容
1	異常音	運転中に、通常と違う音がしていないか点検してください。異常音がある場合には、ファンなどの異常が考えられます。
2	作業室内天井	吹き出し面に傷、汚れなどがないか点検してください。
3	排気口	排気口が塞がれていないか点検してください。
4	作業室内	作業室内に汚れ、変形がないか点検してください。

2-2 定期点検

フィルター、電気部品、モーターなどは、定期的に点検し、異常のないことを確認する必要があります。

製品の取扱説明書に記載されている項目の定期点検を最寄りの支店・営業所にご用命ください。



Clean Facilities Related Equipment

バイオハザード対策の規格・基準とその設備

バイオハザード対策の規格・基準



近年、新興・再興感染症に対する関心と警戒が強まり、バイオハザード対策の重要性が強く求められています。また、遺伝子組換え生物の利用が普及するなかで、この使用による生物多様性への悪影響を抑制するための「バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書」が採択され、日本においてもその議定書を的確かつ円滑に実施するための法律が施行されました。（2004年2月発効）

実験の目的や内容によっては、下記のような国内外の基準や関連法規に示される拡散防止措置などを執る必要があります。





●国内外基準

機関名	内容
国立感染症研究所	病原体等安全管理規程
厚生労働省	●医薬品の安全性試験の実施に関する基準（GLP） ●感染症法 施設の位置、構造及び設備の技術上の基準
CDC(米国疾病予防管理センター)	主に病原体に関する基準
NCI(米国国立癌研究所)	主に病原体に関する基準
NIH(米国国立衛生研究所)	組換えDNAに関するガイドライン
U.S.ARMY(米国陸軍)	主に病原体に関する基準
NSF(米国衛生財団)	NSF規格No.49クラスIIバイオハザードキャビネットNSF/ANSI49-2008(laminar flow) biosafety cabinetry
WHO(世界保健機関)	実験室バイオセーフティー指針（WHO第3版）
JIS(日本工業規格)	バイオハザード対策用クラスIIキャビネット JIS K3800:2009

●遺伝子組換え実験に関する条約・法規

関連条約・法規（一部）
生物の多様性に関する条約のバイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書（条約第七号）（外務省）
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成十五年法律第九十七号）
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則（平成十五年財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第一号）
遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令（平成十八年六月六日財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第二号）
研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令（平成十六年文部科学省、環境省令第一号）

●バイオハザード対策の設備レベル

レベル	設備	要点	病原体危険度※1
P1	 （イメージ図）	●実験中は扉を閉める。 ●通常の微生物実験に準ずる。	1
P2	 （イメージ図）	●バイオハザード対策用キャビネットを使用する。 ●エアロゾル発生抑制など、いくつかの措置をとる。 ●オートクレーブを備える。	2
P3	 （イメージ図）	●同時に開閉できない前室を設ける。 （例：エアロック室など） ●実験室内全体を負圧にし、室外から室内へ向かう気流とする。 ●バイオハザード対策用キャビネットを使用する。 ●実験室が容易に滅菌作業できる構造および材質とする。	3
P4	 （イメージ図）	●実験室内全体を負圧にし、室外から室内へ向かう気流とする。 ●クラスIIIのバイオハザード対策用キャビネットを使用する。 ●空気遮断装置やシャワー室を設置し防護服などを着用する。 ●両面形オートクレーブを備える。 ●高度安全実験室とも呼ばれる。	4

※ 1 病原体の危険度分類は国立感染症研究所「病原体等安全管理規程」を参照。危険度の低い順から 1, 2, 3, 4 に分類し、これに応じた実験設備を用います。
※ 遺伝子組換え生物等の使用実験の場合は、関連法規を参照の上遵守してください。

バイオハザード対策設備の要点

危険な病原微生物や遺伝子組換え実験による未知の遺伝子を取扱う分野では、物理的に生物材料の拡散抑制を行い、研究者への感染抑制を行うことが重要な課題です。それぞれの危険性のレベルに応じて、実験室設備を完備することが要求されます。

●隔離方式例

レベル	P1	P2	P3	P4
実験区域の隔離	×	実験区域の限定	二重ドアまたはエアロック	独立建物または同一建物内に完全隔離区域
有資格者以外の立入り禁止	×	実験中のみ	常時	常時
空調 ●気圧差 ●一定気流方向 ●排気	× × ※（HEPA）	× × ※（HEPA）	○ ○ HEPA	○ ○ HEPA
実験区域の滅菌・消毒 ●作業域（キャビネット・実験台など） ●実験室	○ ×	○ ×	○ 表面消毒	○ 全室ガス滅菌
排水滅菌	×	×	塩素	120℃ 加熱
汚染物および廃棄物の処理	○	○	○	○
バイオハザード対策用キャビネット ●クラスII ●陰圧アイソレーター（動物用） ●クラスIII	× × ×	エアロゾル発生実験のみ × ×	常時 常時 ×	不可 不可 ○
一般設備 ●バスボックス（UV、ガス） ●オートクレーブ	× ×	× ○	○ ○	○ ○（両面）

※換気扇などの強制排気を停止しないで実験する場合はHEPA フィルター取り付けなどの措置が必要。

バイオハザードに対する安全策は、次の5点に集約されます。


- (1) 病原体に関しては、その危険度に応じ、それぞれの実験設備を完備。
- (2) 実験設備は、バイオハザード対策用キャビネットや排気システムを駆使し、確保。
- (3) 取扱い資格者を限定し、危険に関する知識の習熟と徹底。
- (4) 器材の選定、取扱い、滅菌を徹底し、確保。
- (5) 遺伝子組換え実験の場合は、実験内容に応じ、関連法規を参照の上遵守する必要があります。

●設備の基本設計条件例

基本設計条件としては、主として次のような事項があげられます。

- 1) 危険度のレベルに応じ、十分な配慮が必要なこと。
- 2) 扱う生物材料の実験室外部への拡散抑制を最大目的とし、設備の運転中のみならず、異常時、保守時においても十分考慮された設備システムであること。
- 3) 危険度のグレード順に各室は他室（更衣室、シャワー室、エアロック室など）との間に、10～30Pa程度のマイナス圧差を段階的に設け、拡散、感染機会の抑制を極力図ること。
- 4) 実験室は隔離区域と清浄区域を明確に設けること。
- 5) 内装材は、気密性及耐薬性、不燃焼を考慮した材質の選定と、施工を行うこと。
- 6) バイオハザード対策用キャビネットの負圧は、独立排気ファンで確保し、室内空調用の排気ファンと別系統とすること。
- 7) 設備は、運営、管理と一体となって初めて確保される。計画、設計、施工にあたっては、装置（内部装備）建築、レイアウト、管理体制、基準など、すべて一元化したシステム設計を行う必要があること。

●バイオハザード対策空調フロー例



Clean Facilities Related Equipment

バイオクリーンベンチの選定ガイド

バイオクリーンベンチは、作業室内の清浄空間で実験、検査などをする機器です。安全キャビネットのように、気流バランス性能(細菌試験性能)はありませんので病原体は取扱えません。また、安全キャビネットのような選定基準はありませんので、気流方式などにより選定する必要があります。

名称	バイオ実験台	基本型	基本型 循環型	基本型 作業台分離型
Model	CCV-E	PCV-N	PCV-R	PCV-S
気流方式	一部循環・一部排気	手前排気	循環	手前排気
気流イメージ図				
用途	作業室内の外部雑菌を抑制し、かつ材料の交互汚染を抑制した実験・検査をしたい場合	清浄空間内で実験・検査をしたい場合	清浄空間内で実験・検査をしたい場合と作業手前への排気を抑制したい場合	清浄空間内で実験・検査をしたい場合と作業台上の振動を抑制したい場合(秤量作業が伴う場合)

バイオクリーンベンチ・ケミカルハザード対策用キャビネット 機種選定ガイド

名称	種類	集塵効率 清浄度クラス他	Model	Dimensions (mm)			掲載 ページ
				W	D	H	
バイオクリーンベンチ	バイオ実験台	0.3μm粒子で99.99% ISO4 (旧米国連邦規格クラス10)	CCV-800E-AG	940	760	2010	P.550
			CCV-1300E-AG	1400			
			CCV-1600E-AG	1700			
			CCV-1900E-AG	2010			
	気流垂直タイプ (標準型)		PCV-845BNG3-AG	840	770	1860	P.552
			PCV-1305BNG3-AG	1300			
			PCV-1605BNG3-AG	1600			
			PCV-1915BNG3-AG	1910			
	PCV-845BRG3-AG		840				
	気流垂直タイプ (循環型)		PCV-1305BRG3-AG	1300			P.554
			PCV-1605BRG3-AG	1600			
			PCV-1915BRG3-AG	1910			
			PCV-845BE1G3-AG	840			
	気流垂直タイプ (排気型)		PCV-1305BE1G3-AG	1300			P.555
			PCV-1605BE1G3-AG	1600			
			PCV-1915BE1G3-AG	1910			
			PCV-845BSG3-AG	840			
	気流垂直タイプ (作業台分離型)		PCV-1305BSG3-AG	1300			P.556
			PCV-1605BSG3-AG	1600			
			PCV-1915BSG3-AG	1910			
			PCV-800T	800	695	917	
	PCV-800TPG		900				
	ケミカルハザード対策用 キャビネット		Mシリーズ	封じ込め性能 10μg/m³以下	CHC-1000T-M	1200	830
Hシリーズ		封じ込め性能 1μg/m³以下	CHC-1500RF-H	1800	1280	2375	P.560

バイオクリーンベンチ・関連機器 製品ラインナップ

バイオ実験台
CCV-E-AGタイプ



基本型 排気型
PCV-BEG3-AGタイプ



基本型 標準型
PCV-BNG3-AGタイプ




基本型 作業台分離型
PCV-BSG3-AGタイプ



基本型 循環型
PCV-BRG3-AGタイプ



テーブルトップ型 標準型
PCV-TPGタイプ



ケミカルハザード対策関連機器 製品ラインナップ

M型
CHC-1000T-M



H型
CHC-1500RF-H



バイオクリーンベンチ
バイオ実験台 CCV

実験台内の空気を清浄するとともに、流入気流によりエアーカーテンを設け外部雑菌の混入を抑制し、実験材料の交互汚染を抑制します。



CCV-1300E-AG

作業台コーナーアル30



操作パネル




※注意
バイオクリーンベンチはバイオハザード対策用機器ではないため、病原性のある菌やそれを含む可能性のある物質を扱うことはできません。
これらの用途には、必ずバイオハザード対策用キャビネットをご利用ください。

■特長

1. 室内の清浄度クラスはISOクラス4です。
2. HEPAフィルター取付部(循環・排気とも)の周囲を負圧構造として作業室内および排気への塵埃リークを抑制しています。
3. ガスバーナーとファンはインターロックつきですので、ファン停止時はガス供給も停止します。また、停電時にもガス供給を停止します。

気流図




(イメージ図)

仕様		Model	CCV-800E-AG	CCV-1300E-AG	CCV-1600E-AG	CCV-1900E-AG
構造および材質	HEPAフィルター	作業室内(mm)	610×760×75mm厚 1枚	610×610×75mm厚 2枚	610×760×75mm厚 2枚	610×610×75mm厚 3枚
		排気(mm)	200×305×150mm厚 1枚	200×500×150mm厚 1枚	200×500×150mm厚 1枚	200×760×150mm厚 1枚
	照明灯(蛍光灯)		20W 2本	40W 2本	40W 2本	40W 2本
	殺菌灯		15W 1本	15W 2本	15W 2本	15W 2本
	前面シャッター		無色透明強化ガラス板(5mm厚) 上下スライド式			
	作業用コンセント(交流単相100V)		5A 1個			
	作業台	材質	ステンレス製(SUS304)ヘアライン仕上げ板			
		最大積載質量(kg)	50			
		高さレベル調整(mm)	アジャスターによる調整 750±10			
	本体		銅板製樹脂焼付け塗装仕上げ板			
塗装色		ネオホワイト半つや(マンセル記号(参考値)5Y8.5/1)				
オートガスバーナー種類		LPG, 12A, 13A, 6A, 6B, 6C, 7C, 5A, 5B, 5C, 5AN(4A, 4B, 4Cは対応不可)				
性能	集塵効率		HEPAフィルター(0.3μm粒子にて99.99%以上)スキャンテスト合格品			
	作業室内清浄度		ISOクラス4(旧米国連邦規格クラス10, 前面シャッター200mm開放の場合)(0.5μm粒子径, 周囲ISOクラス8(同100,000))			
	風速(50/60Hz)作業室内m/s±20%		0.35/0.40(吹き出しパンチング板直下100mmの点で測定)			
	風量(50/60Hz)	作業室内m³/min±20%	(9.5/11)	(15/18)	(19/22)	(23/27)
		排気m³/min±20%	1.5/2.0	3.0/3.5	3.0/3.5	4.5/5.0
	照度(lx)		800 以上	1000 以上	1000 以上	1000 以上
	騒音(dB(A))		約 58/60	約 60/62	約 60/62	約 62/64
	電源		交流単相 100V(50/60Hz)			
	消費電力(W)(50/60Hz)		150/200	280/360	290/370	360/480

注) 1. 照度は、周囲温度20℃における作業台中央における値を示します。
2. 騒音は、装置正面より1m、床面より1mの点の値を示します。
3. 消費電力は、コンセント分を除きます。
4. ガス種類は、調査の上で指定ください。
5. 作業台の最大積載質量は、全面分布静荷重の場合を示します。

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)
	W	D	H	
CCV-800E-AG	940	760	2010	220
CCV-1300E-AG	1400			270
CCV-1600E-AG	1700			340
CCV-1900E-AG	2010			430



*商品によっては、送料や据え付け費用が必要となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

<http://www.shimadzu-rika.co.jp/>

Clean Facilities Related Equipment

バイオクリーンベンチ 基本型


気流垂直タイプ PCV 標準型 N

垂直気流で実験台内を清浄空気にするとともに、シャッター部から排気しますので外部雑菌の混入を抑制します。



PCV-1305BNG3-AG

作業台コーナール30



作業台面


操作パネル



■特長

- 1.室内の清浄度クラスはISOクラス4です。
2. HEPAフィルター取付部(循環・排気とも)の周囲を負圧構造として作業室内および排気への塵埃リークを抑制しています。
- 3.ガスバーナーとファンはインターロックつきですので、ファン停止時はガス供給も停止します。また、停電時にもガス供給を停止します。

気流図




(イメージ図)


仕様			Model	PCV-845 BNG-AG	PCV-845 CNG-AG	PCV-1305 BNG-AG	PCV-1305 CNG-AG	PCV-1605 BNG-AG	PCV-1605 CNG-AG	PCV-1915 BNG-AG	PCV-1915 CNG-AG	
構造および材質	HEPAフィルター	寸法 (mm)	580×760×65mm厚			580×1220×65mm厚			580×720×65mm厚		580×875×65mm厚	
		使用数	1			1			1		2	
	照明灯 (蛍光灯)	使用数	20W 2本			40W 2本			40W 2本		40W 2本	
	殺菌灯		15W 1本			15W 2本						
	前面シャッター		無色透明強化ガラス板(3mm厚) アルミ枠 上下スライド式									
	作業コンセント (交流単相100V)		5A 1個									
	作業台	材質	ステンレス製 (SUS304) ヘアライン仕上げ板									
		最大積載質量 (kg)	50									
		高さレベル調整 (mm)	アジャスターによる調整 750 2等									
	本体ケース材質		銅板製樹脂焼付け塗装仕上げ板									
塗装色		ネオホワイト半つや (マンセル記号 (参考値) 5Y8.5/1)										
オートガスバーナー種類		LPG, 12A, 13A, 6A, 6B, 6C, 7C, 5A, 5B, 5C, 5AN (4A, 4B, 4Cは対応不可)										
集塵効率		HEPAフィルター (0.3μm粒子にて99.99%以上) スキャンテスト合格品										
作業室内清浄度		ISOクラス4 (旧米国連邦規格クラス10, 前面シャッター200mm解放の場合) (0.5μm粒子径, 周囲ISOクラス8 (同100,000))										
性能	風速 (50/60Hz)	作業室内m/s±20%	0.4±20% (初期値における平均値)									
	風量 (50/60Hz)	作業室内m³/min±20%	11			17			21		25.5	
	照度 (lx)		1000以上		700以上		1000以上					
	電源		交流単相 100V (50/60Hz)									
	消費電力 (W) (50/60Hz)		135/150			180/210			245/280		255/295	

- 注) 1. 上記仕様は標準型 (NG) の仕様を示します。他の型式の場合一部相違する場合があります。
2. 殺菌灯、ガスバーナーは必要に応じて取り付けます。この場合の型式は末尾にGがつき、殺菌灯のみつく (G1)、ガスバーナーのみつく (G2)、殺菌灯・ガスバーナー両方つく (G3) の3種類があります。
3. ガスバーナーつきの場合はガスの種類を調査のうえご指定ください。
4. 作業テーブル最大静荷重は、全面分布静荷重の場合を示します。

■型式の説明



PCV- BNG3-AG



*商品によっては、送料や据え付け費用が必要となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

http://www.shimadzu-rika.co.jp/ SHIMADZU

Clean Facilities Related Equipment

バイオクリーンベンチ 基本型

気流垂直タイプ PCV 循環型 R

垂直気流で実験台内を清浄空気にするとともに、清浄空気を循環気流にしています。


■特長

- 1. 室内の清浄度クラスはISOクラス4です。
- 2. HEPAフィルター取付部（循環・排気とも）の周囲を負圧構造として作業室内および排気への塵埃リークを抑制しています。
- 3. ガスパナーとファンはインターロックつきですので、ファン停止時はガス供給も停止します。また、停電時にもガス供給を停止します。

※注意

バイオクリーンベンチはバイオハザード対策用機器ではないため、病原性のある菌やそれを含む可能性のある物質を扱うことはできません。
これらの用途には、必ずバイオハザード対策用キャビネットをご利用ください。

■型式の説明



PCV-1305BRG3-AG

仕様			Model		PCV-845 BRG-AG	PCV-845 CRG-AG	PCV-1305 B-AG	PCV-1305 CRG-AG	PCV-1605 BRG-AG	PCV-1605 C-AG	PCV-1915 BRG-AG	PCV-1915 CRG-AG
寸法 (mm)	高さ	H1			720	875	720	875	720	875	720	875
		H2			1860	2015	1860	2015	1860	2015	1860	2015
		H3			2255	2565	2255	2565	2255	2565	2255	2565
		H4			1585	1740	1585	1740	1585	1740	1585	1740
寸法 (mm)	幅	W1		840			1300			1600		1910
		W2		800			1260			1560		1870
		W3		700			1160			1460		1770
		W4										
構造および材質	HEPAフィルター	寸法 (mm)		580×760×65mm厚		580×1220×65mm厚		580×720×65mm厚		580×875×65mm厚		
		使用数		1		1		1		2		
		照明灯(蛍光灯)		20W 2本		40W 2本		40W 2本		40W 2本		
		殺菌灯		15W 2本				15W 2本				
	作業台	前面シャッター				無色透明強化ガラス板(3mm厚)		アルミ枠 上下スライド式				
		作業コンセント(交流単相100V)				5A 1個						
		材質				ステンレス製(SUS304)ヘアライン仕上げ板						
		最大積載質量(kg)				50						
	本体ケース材質	高さレベル調整(mm)				アジャスターによる調整 750 段階						
		塗装色				銅板製樹脂焼付け塗装仕上げ板						
性能	オートガスパナー種類	集塵効率				ネオホワイト半つや(マンセル記号(参考値)5Y8.5/1)						
		集塵効率				LPG, 12A, 13A, 6A, 6B, 6C, 7C, 5A, 5B, 5C, 5AN(4A, 4B, 4Cは対応不可)						
		集塵効率				HEPAフィルター(0.3μm粒子にて99.99%以上)スキャンテスト合格品						
		集塵効率				HEPAフィルター(0.3μm粒子にて99.99%以上)スキャンテスト合格品						
	作業室内清浄度	ISOクラス4(旧米国連邦規格クラス10, 前面シャッター200mm開放の場合)(0.5μm粒子径, 周囲ISOクラス8(同100,000))										
		風速(50/60Hz)				作業室内m/s±20%						
		風速(50/60Hz)				作業室内m³/min±20%						
		照度(lx)				1000 以上		700 以上		1000 以上		25.5
	電源	消費電力(W) (50/60Hz)				11				21		25.5
		消費電力(W) (50/60Hz)				1000 以上		700 以上		1000 以上		25.5

- 注) 1. 上記仕様は標準型(NG)の仕様を示します。他の型式の場合一部相違する場合があります。
2. 殺菌灯、ガスバナーは必要に応じて取り付けます。この場合の型式は末尾にGがつき、殺菌灯のみつく(G1)、ガスバナーのみつく(G2)、殺菌灯・ガスバナー両方つく(G3) の3種類があります。
3. ガスパナーつきの場合はガスの種類を調査のうえご指定ください。
4. 作業テーブル最大静荷重は、全面分布静荷重の場合を示します。

気流垂直タイプ PCV 排気型 E

垂直気流で空気を清浄し、作業テーブルの一部または全面から吸い込み、本体背面の排気ダクトから排気します。

■特長

- 1. 室内の清浄度クラスはISOクラス4です。
- 2. HEPAフィルター取付部（循環・排気とも）の周囲を負圧構造として作業室内および排気への塵埃リークを抑制しています。
- 3. ガスパナーとファンはインターロックつきですので、ファン停止時はガス供給も停止します。また、停電時にもガス供給を停止します。
- 4. 用途に応じて、3種類の排気方法を選定できます。


※本製品は有機溶剤中毒予防規則および特定化学物質等障害予防規則の適用を受けるところには使用できませんのでご注意ください。これらの規則が適用される場合はお問い合わせください。

■排気型の種類と構造

種類	手前面排気型	全面(オール面)排気型	局部排気型
構造 (イメージ図)			
型式記号	E1	E2	E3
選定方法	排気対象ガス・空気の装置外への流出防止を重視した使い方に適しています。作業台開口部に内部気流が流出しません。排気量>吹き出し量	清浄度を重視した使い方に適しています。作業台全面から吸い込み排気します。作業台開口部より内部気流が多少流出します。排気量<吹き出し量	清浄度を重視した使い方に適しています。目的、用途に応じて排気面の位置をご指定いただけます。作業台の指定位置から吸い込み排気します。作業台開口部より内部気流が多少流出します。排気量<吹き出し量

※排気ファンはクリーンベンチには内蔵しておりません。

■型式の説明



PCV-1305BE-AG

※注意

バイオクリーンベンチはバイオハザード対策用機器ではないため、病原性のある菌やそれを含む可能性のある物質を扱うことはできません。
これらの用途には、必ずバイオハザード対策用キャビネットをご利用ください。

仕様			Model		PCV-845 BE-AG	PCV-845 CE-AG	PCV-1305 BE-AG	PCV-1305 CE-AG	PCV-1605 BE-AG	PCV-1605 CE-AG	PCV-1915 BE-AG	PCV-1915 CE-AG
寸法 (mm)	高さ	H1			720	875	720	875	720	875	720	875
		H2			1860	2015	1860	2015	1860	2015	1860	2015
		H3			2255	2565	2255	2565	2255	2565	2255	2565
		H4			1585	1740	1585	1740	1585	1740	1585	1740
寸法 (mm)	幅	W1		840			1300			1600		1910
		W2		800			1260			1560		1870
		W3		700			1160			1460		1770
		W4										
構造および材質	HEPAフィルター	寸法 (mm)		580×760×65mm厚		580×1220×65mm厚		580×720×65mm厚		580×875×65mm厚		
		使用数		1		1		1		2		
		照明灯(蛍光灯)		20W 2本		40W 2本		40W 2本		40W 2本		
		殺菌灯		15W 2本				15W 2本				
	作業台	前面シャッター				無色透明強化ガラス板(3mm厚)		アルミ枠 上下スライド式				
		作業コンセント(交流単相100V)				5A 1個						
		材質				ステンレス製(SUS304)ヘアライン仕上げ板						
		最大積載質量(kg)				30						
	本体ケース材質	高さレベル調整(mm)				アジャスターによる調整 750 段階						
		塗装色				銅板製樹脂焼付け塗装仕上げ板						
性能	オートガスパナー種類	集塵効率				ネオホワイト半つや(マンセル記号(参考値)5Y8.5/1)						
		集塵効率				LPG, 12A, 13A, 6A, 6B, 6C, 7C, 5A, 5B, 5C, 5AN(4A, 4B, 4Cは対応不可)						
		集塵効率				HEPAフィルター(0.3μm粒子にて99.99%以上)スキャンテスト合格品						
		集塵効率				HEPAフィルター(0.3μm粒子にて99.99%以上)スキャンテスト合格品						
	作業室内清浄度	ISOクラス4(旧米国連邦規格クラス10, 前面シャッター200mm開放の場合)(0.5μm粒子径, 周囲ISOクラス8(同100,000))										
		風速(50/60Hz)				作業室内m/s±20%						
		風速(50/60Hz)				作業室内m³/min±20%						
		照度(lx)				11		17		21		25.5
	電源	消費電力(W) (50/60Hz)				1000 以上		700 以上		1000 以上		25.5
		消費電力(W) (50/60Hz)				1000 以上		700 以上		1000 以上		25.5

- 注) 1. 上記仕様は標準型(NG)の仕様を示します。他の型式の場合一部相違する場合があります。
2. 殺菌灯、ガスバナーは必要に応じて取り付けます。この場合の型式は末尾にGがつき、殺菌灯のみつく(G1)、ガスバナーのみつく(G2)、殺菌灯・ガスバナー両方つく(G3) の3種類があります。
3. ガスパナーつきの場合はガスの種類を調査のうえご指定ください。 4. 作業テーブル最大静荷重は、全面分布静荷重の場合を示します。

Clean Facilities Related Equipment

バイオクリーンベンチ 基本型

気流垂直タイプ PCV 作業台分離型 S

作業用テーブルを本体と分離していますので、振動が伝わりにくい構造です。



PCV-1305BSG3-AG


■特長

1. 室内の清浄度クラスはISOクラス4です。
2. HEPAフィルター取付部（循環・排気とも）の周囲を負圧構造として作業室内および排気への塵埃リークを抑制しています。
3. ガスパーナーとファンはインターロックつきですので、ファン停止時はガス供給も停止します。また、停電時にもガス供給を停止します。

※注意

バイオクリーンベンチはバイオハザード対策用機器ではないため、病原性のある菌やそれを含む可能性のある物質を扱うことはできません。
これらの用途には、必ずバイオハザード対策用キャビネットをご利用ください。

■型式の説明



仕様		Model		PCV-845 BSG-AG	PCV-845 CSG-AG	PCV-1305 BSG-AG	PCV-1305 CSG-AG	PCV-1605 BSG-AG	PCV-1605 CSG-AG	PCV-1915 BSG-AG	PCV-1915 CSG-AG		
寸法 (mm)	高さ	H1		720	875	720	875	720	875	720	875		
		H2		1860	2015	1860	2015	1860	2015	1860	2015		
		H3		2255	2565	2255	2565	2255	2565	2255	2565		
		H4		1585	1740	1585	1740	1585	1740	1585	1740		
幅	W1		840		1300		1600		1910				
		W2		800		1260		1560		1870			
		W3		700		1160		1460		1770			
	HEPAフィルター	寸法 (mm)	580×760×65mm厚			580×1220×65mm厚			580×720×65mm厚			580×875×65mm厚	
使用数		1			1			1			2		
照明灯 (蛍光灯)		使用数	20W 2本			40W 2本			40W 2本			40W 2本	
殺菌灯			15W 2本						15W 2本				
構造および材質	前面シャッター			無色透明強化ガラス板 (3mm厚) アルミ枠 上下スライド式									
	作業コンセント (交流単相100V)			5A 1個									
	作業台	材質	ステンレス製 (SUS304) ヘアライン仕上げ板										
		最大積載質量 (kg)	50										
		高さレベル調整 (mm)	アジャスターによる調整 750 ㎜										
	本体ケース材質			銅板製樹脂焼付け塗装仕上げ板									
	塗装色			ネオホワイト半つや (マンセル記号 (参考値) 5Y8.5/1)									
	オートガスバーナー種類			LPG, 12A, 13A, 6A, 6B, 6C, 7C, 5A, 5B, 5C, 5AN (4A, 4B, 4Cは対応不可)									
	集塵効率			HEPAフィルター (0.3μm粒子にて99.99%以上) スキャンテスト合格品									
	作業室内清浄度			ISOクラス4 (旧米国連邦規格クラス10, 前面シャッター200mm開放の場合) (0.5μm粒子径, 周囲ISOクラス8 (同100,000))									
	性能	風速 (50/60Hz)	作業室内m/s ±20%	0.4 ±20% (初期値における平均値)									
		風量 (50/60Hz)	作業室内m³/min ±20%	11		17		21		25.5			
照度 (lx)			1000 以上		700 以上		1000 以上						
電源			交流単相 100V (50/60Hz)										
消費電力 (W) (50/60Hz)			135/150		180/210		245/280		255/295				

注) 1.上記仕様は標準型(NG)の仕様を示します。他の型式の場合一部相違する場合があります。
2.殺菌灯、ガスパーナーは必要に応じて取りつけます。この場合の型式は末尾にGがつき、殺菌灯のみつく(G1)、ガスパーナーのみつく(G2)、殺菌灯・ガスパーナー両方つく(G3)の3種類があります。
3.ガスパーナーつきの場合はガスの種類を調査のうえご指定ください。
4.作業テーブル最大静荷重は、全面分布静荷重の場合を示します。

Clean Facilities Related Equipment

バイオクリーンベンチ テーブルトップ型

PCV

既設の作業台に据え付けや移設ができる卓上型で、垂直気流で実験台内を清浄空気にするとともにシャッター部から排気しますので、外部雑菌の混入を抑制します。

■特長

1. 既設の作業台に据え付けや移設ができます。
2. 傾斜型前面シャッターのため、作業室内の視認性と作業性が優れています。
3. ガスパーナーとファンはインターロックつきですので、ファン停止時や停電時にもガス供給を停止します。

※注意

バイオクリーンベンチはバイオハザード対策用機器ではないため、病原性のある菌やそれを含む可能性のある物質を扱うことはできません。
これらの用途には、必ずバイオハザード対策用キャビネットをご利用ください。

Model	Dimensions(mm)			Weight (approx.kg)
	W	D	H	
PCV-800TPG (ガスつき)	900	695	917	70
PCV-800T (ガスなし)	800			67



PCV-800TPG

仕様		Model	PCV-800TPG (ガスつき)	PCV-800T (ガスなし)
材質および構造	本体ケース材質	銅板製樹脂焼付け塗装仕上げ板		
	作業室内 (背板, 側板) 材質	ステンレス製 (SUS304) ヘアライン仕上げ板		
	照明灯 (昼光色)	30W蛍光灯 1本 (グロースタート方式)		
	殺菌灯	15W殺菌灯 1本		
	前面シャッター (無色透明ガラス)	3mm厚		
	塗装色	ネオホワイト半つや (マンセルNo.5Y/8.5/1相当)		
	ガスユニット	配管: 電子着火式ガスバーナー 1本対応 (ガス供給スイッチ, フットスイッチ, 送風機とインターロックつき)	標準はガスなしです	
	ガスバーナー	ガス種類はご指定による		
その他	作業室内コンセントつき (2P, 接地極つき×1口) 1個 (合計許容電流5Aまで)			
性能	作業室内清浄度	クラス 100 (周囲クラス 100,000 において)		
	集塵要素	HEPA フィルター		
	集塵効率	0.3μm 粒子にて 99.99%以上, スキャンテスト合格品		
	風量 (m³/min)	5.3 ± 20% (初期値)		
	吹出風速 (m/s)	0.35 ± 20% (初期値)		
	照度 (lx)	平均 700 以上 (20℃における作業台中央にて)		
	騒音値 (dB (A))	53 (参考値) (装置正面より 0.5 mの点)		
	電源	交流単相 100V 50Hz または 60Hz		
	消費電力 (W)	80 (殺菌灯点灯時) 95 (照明灯点灯時) ±20%	70 (殺菌灯点灯時) 85 (照明灯点灯時) ±20%	